
広視野レーザ位相差顕微鏡 有限会社 高度技術研究所 RIAT



未踏技術、広視野レーザ位相差顕微鏡の製品化。 従来型顕微鏡の概念と性能を超えて、高解像度で、 広くて深い視野を持ち、細胞を染色することなく、 溶液中の細胞の細部を確認できる顕微鏡を開発し ました。

製造・開発: (有)高度技術研究所

URL: http://www.riat.co.jp/ <販売・お問い合わせ>



株式会社 八イテック

TEL: 03-3229-7351

E-mail: contact@high-tech.co.jp

URL: www.high-tech.co.jp

RIAT 広視野レーザ位相差顕微鏡						
装置構成	本体、光源レーザ、画像表示・データ蓄積部					
光源	レーザ平行光 Φ20、λ=532 nm					
カメラ	monochromatic 4,000 × 2,672 pixel (9 μm/pix)					
結像レンズ倍率	1.2 ×	1.7×				
対物レンズ20×	視野サイズ:1,500×1,000 μm 解像度:0.375 μm /pix; <0.8 μm	視野サイズ: 1,000×705 μm 解像度: 0.25 μm /pix; <0.5 μm 視認				
対物レンズ50×	視野サイズ: 600×400 μm 解像度: 0.15 μm /pix; <0.5 μm 視認	視野サイズ : 420×280 μm 解像度 : 0.105 μm /pix; <0.5 μm 視認				
装置サイズ	400W × 555D × 980H					

新技術(FT Phase Contrast Laser Microscope)と従来技術との性能比較

開発技術の特徴:非侵襲、広視野、深い被写界深度、高分解能、更に実時間画像処理技術適応可

- (1)レーザ位相差顕微鏡による類例のない非侵襲で広視野・深い被写界深度の画像測定法
- (2) 生体細胞の核や縁からの屈折・散乱の高次回折光取込みによる鮮明作像
- (3) 屈折・散乱光と零次光の干渉作像であり、**粒径測定限界が照射光波長を超える可能性**がある
- (4) 粒子群サイズ・形状の実時間複数形状同時計測法と高速画像処理ソフトウェアを開発中

<u>従来技術との比較: 表2:新開発技術「レーザ位相差顕微鏡」と従来法との特徴比較</u>

検査法 項目	Л	新技術 な視野レーザ位相差顕微鏡		芷来型位相差顕微鏡 −ザ走査共焦点顕微鏡	フロ	従来型 ローサイトメトリ法
形・サイズ識別	0	形状1個ずつも複数同時も可	×	高速識別は不可	×	Mie散乱は不向き
非染色測定	0	非染色で細胞核可視化	⊚ ×	細胞核非染色可視化 染色を要する	×	要 蛍光試薬染色
解像度	0	百nmオーダ	△ ⊚	百nmオーダ nmオーダ	×	μmオーダ
同時複数·広視 野検査	0	複数個同時並列識別 広視野画像識別	Δ ×	複数個同時識別 狭視野:200µm程度	×	1個づつ測定
被写界深度 (被検査試料厚)	0	数百µm以上 解像度との関係による 深い被写界深度に対応	× Δ	数十µm:被写界深度 についての考慮なし 厚みは作像による	0	1個づつしか流さ ない流路内のも のを測定
処理速度	0	大視野中複数形状同時並 列識別で速い	×	処理速度は遅い	0	比較的速い

広視野レーザ位相差顕微鏡画像


- 透明物体の縁、内部屈折率変化、 の像が鮮明
- ・画像上のサイズ比は試料と一致
- ・広く深い視野、高解像度の画像

従来型位相差顕微鏡画像

・ハロ (Halo:後光のような

虚像) がみられる

- 画像上のサイズ比が試料と異なる
- 視野が 狭く浅い



(**b**)Without $\pi/2$ filter Size ratio of particle image 4:2:1

(a) with $\pi/2$ filter, 45°

(c) Zernike phase contrast microscopy Size ratio of images 4:3.1:1

Figure 1: 開発技術(a) と従来型 Zernike 位相差顕微鏡 (c)との比較




Fig.2: 0.5μm PL particles(m=1.592) suspended in water (m=1.33), under Brownian motion. 溶液中0.5μ m粒子のブラウン運動 RIAT (a) Original picture, (b) Erasing background, (c) Locus of motion